

Link do produktu: <https://e-lilac.pl/pododisk-tarcza-dysk-pedicure-nakladki-s-15-mm-p-13868.html>



Pododisk Tarcza Dysk Pedicure + Nakładki S 15 mm

Cena	40,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	1048839641
Kod EAN	5903990503375

Opis produktu

Pododisk Tarcza Dysk Pedicure + Nakładki S 15 mm

Pododysk to profesjonalny i innowacyjny produkt, który w szybki i prosty sposób ułatwi Ci zabieg pedicure. Wystarczy, że posiadasz frezarkę z uniwersalnym wejściem na frezy. Niewielkie wymiary i lekka konstrukcja, a także higiena i szybkość wymiany nakładki ścierniej pozwolą Ci na precyzyjne i szybkie opracowanie stóp przy zabiegu pedicure.

Zestaw zawiera nakładki:

- gradacja 80 - 20 szt.
- gradacja 150 - 20 szt.
- gradacja 240 - 10 szt.

Niewielkiego rozmiaru przyrząd, który z pewnością pokochasz. Idealny dla mobilnych kosmetyczek jak i stacjonarnie, a także do użytku domowego. Łatwość wymiany tarczy ścierniej to zdecydowany atut – wystarczy zaledwie chwila i możesz zmienić nakładkę, a co za tym idzie zmieniać dowolnie gradację w zależności od potrzeb i rodzaju problemu z jakim się aktualnie zmagasz.

Zadbane stopy to nie tylko pięknie pomalowane paznokcie, ale przede wszystkim zadbane skóra stóp. Szybko, wygodnie i ekstremalnie skutecznie - tylko z Pododisk i jego wymiennymi nakładkami!

Dyski/ trzpienie podo z wymiennymi talerzykami z nasypem to niezwykła innowacja i ułkon w stronę pedicurzystek, podążającymi za nowinkami w branży podologicznej. Używanie frezarki wymaga nieco wprawy, jednak jeśli opanujesz tą umiejętność nie będziesz chciała powrócić do tradycyjnych metod usuwania naskórka przy pedicure!

- Idealnie dobrana grubość talerza zmniejsza nacisk na opracowywany obszar, nie powoduje nadmiernego przegrzewania.
- Proste, intuicyjne użytkowanie.
- Szybkość zmiany nakładki.
- 3 gradacje do wyboru.
- Mocny klej na nakładce – gwarancja sukcesu!
- Długa żywotność trzpienia i wymiennych nakładek.
- Szybkie i wygodne opracowanie powierzchni stóp.
- Higiena i bezpieczeństwo! Można z powodzeniem sterylizować w autoklawie